



# Easicult Combi

## Hygieniatesti



Viljelylevy kahdella erilaisella kasvualustalla.

### Käyttökohteet

Tuote soveltuu jäähdytysnesteille, työstönesteille, paperiteollisuuden nesteille, laivojen ja lentokoneiden polttoainetankkien sekä petrokemianteollisuuden säiliöiden kontaminaatioasteen selvittämiseen.

### Tuoteominaisuudet

Easicult Combi sisältää kaksi erilaista kasvualustaa aerobisille bakteereille sekä hiivoille ja homeille.

### Käyttö- ja annostusohje

Näyte otetaan kastamalla levy tutkittavaan nesteeseen. Levy voidaan myös kastella nestesuihkussa. Ylimääräinen neste valutetaan pois levytä. Levyä voidaan kasvattaa joko huoneenlämmössä tai lämpökaapissa (Cultura M). Kasvatuksen jälkeen mikrobipesäkkeiden tiheyttä verrataan käyttöohjeessa olevaan mallitauluun.

### Valmistusmaa

SUOMI

### Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
1 x 1 pkt	423950	6417964485097

### Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiilto.fi](http://www.kiilto.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiilto.com](mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com).