



Hygicult E

Hygieniatesti



Mikrobiologinen pintahygieniatesti enterobakteerien osoittamiseen.

Käyttökohteet	Keittiöiden omavalvontaan, mikrobiologisen puhtauden seurantaan pinnoilta.
Tuot ominaisuudet	<p>Hygicult-viljelylevyissä on molemmin puolin enterobakteerien kasvamiseen edesauttavaa elatusainetta.</p> <p>Luotettava ja tarkka: Kotimainen, tiukat laadunvarmistusnormit täyttävä tuote, joka takaa luotettavat ja toistettavat tulokset. Tulokset ovat vertailukelpoisia perinteisellä maljaviljelyllä saatuihin tuloksiin.</p> <p>Helppokäyttöinen: Käyttövalmis tuote painetaan tutkittavaa pintaa vasten, sivellään näytettä vanutikulla tai upotetaan nesteeseen. Levy inkuboidaan inkubaattorissa.</p> <p>Nopea ja käyttäjäystävällinen: Kätevä kuljettaa näytteenottokohteeseen mihin vuorokauden aikaan tahansa, koska näyttö ei vaadi minkäänlaisia etukäteisvalmisteluja. Tulos on luettavissa 1-2 vuorokauden kuluttua.</p>
Käyttö- ja annostusohje	<p>Näyte otetaan painamalla Hygicult-levy suoraan testattavaa pintaa vasten, siirrostamalla näyte elatusaineelle vanutikulla tai kastamalla levy nesteeseen.</p> <p>Levy inkuboidaan +35-37 °C:ssa 24-48 h. Tulos luetaan vertaamalla kasvutiheyttä mallikarttaan. Enterokokkibakteerit kasvavat levyllä punaisina pesäkkeinä.</p>
Huomioitavaa	<p>Tutustu pakkauksen käyttöohje huolellisesti.</p> <p>Tuotetta ei tule käyttää, jos</p> <ul style="list-style-type: none">- elatusaineessa esiintyy värimuutoksia tai kuivumista- elatusaine on irronnut levytä- elatusaineella esiintyy mikrobikasvustoa <p>Kasvustoa ei tule koskettaa, sillä elatusaineella kasvavat pesäkkeet saattavat olla tauteja aiheuttavia.</p>
Varastointi	Hygicult säilytetään huoneenlämmössä valolta, vedolta ja jäätymiseltä suojattuna. Viimeinen käyttöpäivä ja eränumero on merkitty rasiaan.
Valmistusmaa	SUOMI
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Hygicult ei vaikuta haitallisesti tutkittavaan kohteeseen, vaan näytteenottoa voidaan käyttää normaalisti näytteenoton jälkeenkin.

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN**

1 x 10 kpl

80629

6438115000358

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.